

Autoclave SA-232



Diseñados para sus necesidades de trabajo: La Serie SA232 está diseñada para un alto rendimiento, fiabilidad, seguridad y fácil utilización. Amplio rango de uso: adecuado para materiales empaquetados/desempaquetados, líquidos, etc. Extensamente usado en clínica dental, hospitales, clínicas veterinarias, y laboratorios. Fácil mantenimiento: fabricados con acero inoxidable, por lo que es fácil su limpieza y mantenimiento. Alcanzan las nuevas técnicas de esterilización en términos de pruebas, certificaciones y asistencia técnica.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [GEMMY](#)

Descripción

Diseñados para sus necesidades de trabajo: La **Serie SA232** está diseñada para un alto rendimiento, fiabilidad, seguridad y fácil utilización. Amplio rango de uso: adecuado para materiales empaquetados/desempaquetados, líquidos, etc. Extensamente usado en clínica dental, hospitales, clínicas veterinarias, y laboratorios.

Fácil mantenimiento: fabricados con acero inoxidable, por lo que es fácil su limpieza y mantenimiento. Alcanzan las nuevas técnicas de esterilización en términos de pruebas, certificaciones y asistencia técnica.

CARACTERISTICAS

- Diseño de alto rendimiento, fiabilidad, seguridad y facilidad de operación
- Esterilización estándar
- Cámara de acero inoxidable #304
- Tiempo de esterilización: 4, 15, 30 minutos
- Control automático de calentamiento
- Válvula de liberación de vapor de emergencia
- Switch de control de presión
- Cierre de seguridad en la puerta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **Capacidad de la Cámara:** Aprox. 16 litros
- **Dimensiones:** 335(Ancho) x 430(Alto) x 600(Profundo)mm
- **Peso equipo:** 15,5Kg
- **Potencia:** 110V—220V 1.4 KW max / 7A
- **Esterilización:** 1.4kg kg / cm²
- **Temperatura:** Aprox. 122oC
- **Regulación Temperatura:** 140oC.

ACCESORIOS

- Unidad principal SA-232
- Caja de acero inoxidable para esterilización de diversos materiales con orificios laterales y asa en tapa.