

## Báscula VHD-3



La VHD-3 es una báscula con un amplio rango de pesaje, perfecto para animales de cualquier tamaño, ganado, granjas, clínicas veterinarias, Hospitales de animales, Etc.

### Precio

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**

**Precio con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta: - Q 0,00**

**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**

**Descuento: - Q 0,00**

**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [MYWEIGH](#)

### Descripción

La **VHD-3** es una báscula con un amplio rango de pesaje, perfecto para animales de cualquier tamaño, ganado, granjas, clínicas veterinarias, Hospitales de animales, Etc. Es lo suficientemente grande como para casi cualquier trabajo de clínica veterinaria. Tiene un amplio tamaño y bajo perfil. Trae sensores especiales de movimiento que mantienen la lectura estable si esta pesando animales. Incluye ruedas para poderla mover de lugar con facilidad. La plataforma es de acero inoxidable pero también trae una alfombra de hule antideslizante.

## CARACTERISTICAS

- Lectura en lb o kg
- Baja altura desde el suelo
- Sensores de movimiento
- Función de tarea
- Lector y botones separados de báscula.
- Construcción sólida y durable
- Plataforma de acero inoxidable
- Puerto USB para conectarla a computadora (software no incluido)

## ESPECIFICACIONES

- Capacidad 660lb x 0.2lb & 300kg x 100g capacidad/lectura
- Plataforma 42" x 22" Bajo perfil (1.5")
- Alimentación mediante DC o baterías AA

## INCLUYE

- Plataforma de Acero Inoxidable
- Panel de lectura con cable de 2m
- Adaptador de DC Baterías
- Alfombra antideslizante
- Certificado de garantía.