

## Bomba de Infusión iP-12A



La bomba de infusión iP-12A es completamente digital, ofrece tres modos de trabajo: Velocidad; Tiempo y Peso. Posee doble CPU para facilitar el proceso de infusión. Lo que la hace mas segura, confiable y precisa, su calibración es sencilla y es compatible con todos los conjuntos IV estándar de cualquier marca.

### Precio

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**

**Precio con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta: - Q 0,00**

**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**

**Descuento: - Q 0,00**

**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [Biocare](#)

### Descripción

La bomba de infusión **iP-12A** es completamente digital, ofrece tres modos de trabajo: Velocidad; Tiempo y Peso. Posee doble CPU para facilitar el proceso de infusión. Lo que la hace mas segura, confiable y precisa, su calibración es sencilla y es compatible con todos los conjuntos IV estándar de cualquier marca. Debido a que es completamente digital ofrece una infusión exacta gracias a sus controles precisos de velocidad de infusión y volumen de infusión, mostrando los parámetros detalladamente en su amplia pantalla LCD.

## CARACTERISTICAS

- Gran pantalla LCD de alta definición
- 3 Modos de trabajo
- Doble CPU
- Infusión Exacta
- Calibración Sencilla
- Tres niveles de presión de Oclusión
- Flujo de MVA es ajustable
- Alarmas audibles y visuales.

## ESPECIFICACIONES

- **Rango de Volumen:** 0.1—9999.9 ml
- **Rango de Velocidad:** 1.0—2000 ml/h
- **Modo tiempo:** 1– 6000 min
- **Modo Peso:**
  - Limite de medicamento 0.1—999.9 mg
  - Limite de volumen 01—999.9 ml
  - Limite de peso 0.1—300 kg.
- **Alimentación Eléctrica:** 110V a 60Hz

## INCLUYE

- Unidad principal
- Cable de alimentación.