

## Bomba de Infusión iP-12B



La bomba de infusión iP-12B es completamente digital, ofrece cinco modos de trabajo: ml/h; gotas/min; Tiempo, Peso y Nutrición. Posee doble CPU para facilitar el proceso de infusión.

### Precio

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**

**Precio con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta: - Q 0,00**

**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**

**Descuento: - Q 0,00**

**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [Biocare](#)

### Descripción

La bomba de infusión iP-12B es completamente digital, ofrece cinco modos de trabajo: ml/h; gotas/min; Tiempo, Peso y Nutrición. Posee doble CPU para facilitar el proceso de infusión. Lo que la hace mas segura, confiable y precisa, su calibración es sencilla y es compatible con todos los conjuntos IV estándar de cualquier marca. Debido a que es completamente digital ofrece una infusión exacta gracias a sus controles precisos de velocidad de infusión y volumen de infusión, mostrando los parámetros detalladamente en su amplia pantalla LCD. No se atasca tan fácilmente como otras marcas gracias a su sensor ultrasónico de burbujas.

### CARACTERISTICAS:

- Gran pantalla LCD de alta definición;
- 5 Modos de trabajo;
- Doble CPU;
- Infusión Exacta;
- Calibración Sencilla;
- Tres niveles de presión de Oclusión;
- Flujo de MVA es ajustable;
- Bolus Ajustable
- Alarmas audibles y visuales.

### ESPECIFICACIONES

- Rango de Volumen: 0.1—20000 ml;
- Rango de Velocidad: 1.0—1200 ml/h;
- Modo tiempo: 1– 6000 min;
- Modo Peso:
  - Limite de medicamento 0.1—999.9 mg
  - Limite de volumen 01—999.9 ml;
  - Limite de peso 0.1—300 kg.
- Alimentación Eléctrica: 110V a 60Hz
- Batería Recargable NIMH 9.6V 1400mAH
- Peso: 2.5Kg; dimensiones 120x140x228 mm

### INCLUYE

- Unidad principal
- Cable de alimentación
- Batería Recargable