

## Densitómetros BeeTle



**BeeTle** es el primer densitómetro en el mundo con tecnología móvil, es un densitómetro portátil que trabaja por medio de ultrasonido cuantitativo **QUS**, tarda solamente 5 segundos para realizar un examen, se conecta al teléfono móvil por medio de **NFC** o **Bluetooth** para opera el equipo a través de una aplicación en todo el proceso de la medición, trabaja con batería recargables, tiene un peso ligero y tamaño compacto, también cuenta con el espacio suficiente para realizar la medición en el calcáneo, rápida y eficientemente.

### Precio

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**

**Precio con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta: - Q 0,00**

**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**

**Descuento: - Q 0,00**

**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [Osteosys](#)

### Descripción

**BeeTle** es el primer densitómetro en el mundo con tecnología móvil, es un densitómetro portátil que trabaja por medio de ultrasonido cuantitativo **QUS**, tarda solamente 5 segundos para realizar un examen, se conecta al teléfono móvil por medio de **NFC** o **Bluetooth** para opera el equipo a través de una aplicación en todo el proceso de la medición, trabaja con batería recargables, tiene un peso ligero y tamaño compacto, también cuenta con el espacio suficiente para realizar la medición en el calcáneo, rápida y eficientemente.

### CARACTERISTICAS

- Resultados de BMD, BQI, BUA, SOS, T-Score, Z-Score
- Medición en tan solo 5 segundos
- Rango de separación: ajuste automático.
- Conexión por medio de NFC
- Localización y Ubicación por GPS
- Tamaño compacto y ligero
- Operación por medio de aplicación OneTouch
- Alimentado por baterías recargables.

### ESPECIFICACIONES

- QUS (medición por medio de Ultrasonido Cuantitativo)
- Sitio de Medida: Calcáneo
- Tiempo de Medida: 5 Segundos
- Reproducibilidad:
  - BUA ? 1.5% C. V.
  - SOS ? 0.2% C. V.
  - BQI ? 1.5% C. V.
- Dimensiones: 249 x 337 x1 46mm
- Peso: 3.8 Kg.
- Conectividad: NFC, Bluetooth, GPS, APP

### INCLUYE

- Unidad principal
- Fantasma
- Posicionadores de pie
- Impresora externa inalámbrica
- Batería
- Manualdeusuario