

Cavitron A-8



Este Escalador Ultrasónico aprobado por la Comunidad Europea cumple con estándares de calidad a nivel mundial. Las nuevas funciones del escalador piezoeléctrico ultrasónico ofrece muchas ventajas en periodoncia y endodoncia tales como: auto-suministro de agua. Activación por medio de pedal inalámbrico, pieza de mano desmontable para autoclave, diseño compacto, fácil de usar; bajo consumo de energía, haciéndolo muy conveniente en cualquier clínica dental.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Descripción

Este Escalador Ultrasónico aprobado por la Comunidad Europea cumple con estándares de calidad a nivel mundial. Las nuevas funciones del escalador piezoeléctrico ultrasónico ofrece muchas ventajas en periodoncia y endodoncia tales como: auto-suministro de agua. Activación por medio de pedal inalámbrico, pieza de mano desmontable para autoclave, diseño compacto, fácil de usar; bajo consumo de energía, haciéndolo muy conveniente en cualquier clínica dental.

CARACTERISTICAS

- Pieza de mano desmontable con luz LED
- Operación por medio de activación de pedal inalámbrico
- Carcasa y botones duraderos
- Suministro de agua, por medio de botella o tubería.

ESPECIFICACIONES

- Frecuencia de funcionamiento: 25 – 31 KHz
- Suministro de voltaje: 2.4 VDC, 1.7 A
- Potencia de Salida: 3—20Watts
- Presión 0.01—0.05 Mp
- Fuente de alimentación: 110V 60Hz 92 VA
- Dimensiones: 330x155x155mm
- Peso Neto: 2.5Kg