

### Centrifuga E-8



La nueva Centrifuga E-8 de LW Científic, cuenta con características y mejoras, tales como manejar velocidades más altas para separaciones más rápidas y más limpias.

**Precio**

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**

**Precio con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta: - Q 0,00**

**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**

**Descuento: - Q 0,00**

**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [LW Científic](#)

#### Descripción

La nueva Centrifuga E-8 de LW Científic, cuenta con características y mejoras, tales como manejar velocidades más altas para separaciones más rápidas y más limpias, un funcionamiento más silencioso para entornos de trabajo tranquilos, baja temperatura de la cámara para muestras en tubos de ensayo más frías y calibración automática de velocidad para obtener resultados de precisión. Incluso tiene un freno automático para detener el rotor en menos de 30 segundos para ahorrar tiempo.

#### CARACTERISTICAS:

- Separaciones adecuadas sin provocar daños a las células;
- Velocidades exactas para fuerzas G específicas;
- Rotor en ángulo con capacidad para 8 tubos de 3—15ml;
- Capacidad para 8 tubos – 3ml a 15ml;
- Patas tipo ventosa para prevenir el deslizamiento.

#### ESPECIFICACIONES

- Alimentación 110VAC 60Hz;
- Motor de DC libre de mantenimiento;
- Máxima RCF=1300-1500 G;
- Velocidad Variable de 500 a 3500 rpm;
- Apagado automático digital.

#### PESO Y DIMENSIONES

- Altura: 24.1 cm;
- Largo: 27.9 cm;
- Ancho: 27.9 cm;
- Peso: 9.5 libras.

#### INCLUYE

- Unidad E-8;
- Rotor con ocho puestos;
- Ocho porta tubos para tubos de 15ml (TS-15ml);
- Cable de alimentación.