

### Centrifuga ULTRA 8



La centrifuga Ultra 8 digital, para 8 tubos de LW Scientific tiene un diseño triangular único que ahorra espacio.

**Precio**

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**

**Precio con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta: - Q 0,00**

**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**

**Descuento: - Q 0,00**

**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [LW Scientific](#)

#### Descripción

La centrifuga Ultra 8 digital, para 8 tubos de LW Scientific tiene un diseño triangular único que ahorra espacio. Ésta unidad, fabricada de aleación de aluminio, gira la mayoría de tubos de 3ml a 15ml. La base amplia elimina el bamboleo y las patas tipo ventosa asegura la centrifuga para prevenir el deslizamiento. La tapa transparente permite la observación de los especímenes durante el uso. Nuestro modelo le proveerán las soluciones adecuadas para todas sus necesidades.

#### CARACTERISTICAS:

- Completamente Digital
- Capacidad para 8 tubos de 3ml a 15ml
- Temporizador digital de 0 a 99 minutos
- Motor de 110V sin carbones
- Luz LED indicadora de encendido
- Tapa asegurada. Patas tipo ventosa para prevenir el deslizamiento
- Cuerpo de metal de una sola pieza
- Control de velocidad programable para sangre, orina, semen, fecales, etc.
- Fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima de 1,350 xG
- Dispositivo de apagado del motor accionado al abrirse la tapa.

#### VENTAJAS

- Velocidades exactas para fuerzas centrífugas específicas
- Separaciones correctas sin daño a las células.
- Para sangre, orina, y otros flúidos, Funcionamiento silencioso, sin vibración.
- Diseño triangular exclusivo ahorra espacio.

#### PESO Y DIMENSIONES

- Altura: 9 "(230 mm)
- Longitud: 13 "(330 mm)
- Ancho: 13 "(330mm)
- Peso: 15,5 libras (7 kg)