

Desfibrilador CARDIO AID 200 B



El Cardio AID 200B es el desfibrilador ideal para el ambiente hospitalario. La interfaz de usuario del Cardioaid 200B y las características avanzadas permiten tanto a usuarios experimentados y poco frecuentes a proporcionar una desfibrilación rápida y precisa en todo momento.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [INNOMED](#)

Descripción

El Cardioaid 200B es el desfibrilador ideal para el ambiente hospitalario. La interfaz de usuario del Cardioaid 200B y las características avanzadas permiten tanto a usuarios experimentados y poco frecuentes a proporcionar una desfibrilación rápida y precisa en todo momento. El usuario es guiado a través del procedimiento semiautomático con claras indicaciones en pantalla y de voz. Esto asegura una utilización segura e intuitiva y reduce al mínimo las posibilidades de confusión del operador. La interfaz fácil de usar reduce también los requisitos de formación del personal.

CARACTERISTICAS:

- Tecnología bifásica;
- Tiempo de carga extremadamente corto;
- Tiempo de monitoreo 2 horas hasta 100 Choques;
- Modo de funcionamiento Manual, síncrono, semiautomático;
- 16 idiomas;
- Pantalla LCD 12cm x 9 cm con retro-iluminación;
- Marcapasos externo (Opcional).
- NIBP, SPO2 (Opcional).

ESPECIFICACIONES

- Selección de energía: 2—360 J en 15 pasos
- Tiempo de carga máxima: 5S;
- ECG: 5Derivaciones I, II, III, aVR, aVF, aVL, VX
- Fuente alimentación DC: Batería carga rápida NiCd 12V 2.4 Ah
- Dimensiones 310 (ancho) x 360 (profundidad) x 250 (altura)
- Peso 7.6 Kg

INCLUYE

- Unidad principal
- Cable de alimentación
- Paletas Adulto / Pediatrico? Cable ECG
- Maletín de transporte
- Manual de usuario