

Doppler Fetal JPD-100E

Doppler fetal Jumper, diseño portátil y elegante, con indicador de sonda que guía a la ubicación correcta, cuenta con tres modos de funcionamiento para satisfacer diferentes necesidades.



Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Descripción

Doppler fetal Jumper, diseño portátil y elegante, con indicador de sonda que guía a la ubicación correcta, cuenta con tres modos de funcionamiento para satisfacer diferentes necesidades, tiempo real, promedio y modo manual, gran Pantalla LCD con luz de fondo, para visualizar la frecuencia cardiaca fetal numérico y gráfico. Indicación de la señal y la frecuencia de sonda, posee un algoritmo único de ritmo cardiaco para permitir un FCF más preciso y confiable.

CARACTERISTICAS:

- Tamaño Compacto
- Sistema de alarma
- Batería Recargable Integrada
- Bocina Incluida
- Plug para auriculares
- Apagado Automático
- Precisión de FHR
- Visualización LCD

ESPECIFICACIONES

- Medición de la frecuencia cardiaca fetal
- Transductor ultrasónico de 2MHZ
- Batería de Litio
- Pantalla LCD de alto brillo con iluminación

INCLUYE

- Unidad principal
- Transductor Ultrasónico
- Batería Recargable
- Cable USB
- Manual de usuario