

Holter Cardíaco iH-12 Plus



Es una nueva generación de Holter ECG de 12 canales, ultra-compacto, ligero, fácil de usar y de bajo consumo de energía.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [Biocare](#)

Descripción

Es una nueva generación de Holter ECG de 12 canales, ultra-compacto, ligero, fácil de usar y de bajo consumo de energía. Estos dispositivos utilizan tecnología avanzada para procesar la señal digital y son capaces de controlar, registrar, almacenar e imprimir rápidamente, haciendo más eficiente la labor de los profesionales de la salud. Gracias a un software innovador, además de las señales de ECG, supervisa y analiza las ondas QRS, arritmia avanzada, segmento ST, marcapasos, variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), y muchos otros parámetros. Los datos pueden ser transferidos a una computadora.

CARACTERISTICAS:

- Registra 12 canales
- Peso ligero y de alta eficiencia energética;
- Tiempo de operación mayor a 72 horas
- Muestreo ECG 256Hz / 12 bit
- Frecuencia de muestreo VLP 1000 Hz / 12bit
- Muestreo de frecuencia de marcapaso 10000Hz / 12bit
- Pantalla LCD;

ESPECIFICACIONES

- Almacenamiento y transmisión por medio de tarjeta SD;
- Dimensiones 65.5 x 52 x18 mm;
- Peso 40g

INCLUYE

- Unidad principal
- Cable de paciente de 5 derivaciones
- Electrodo desechables
- Estuche
- Banda de sujeción
- Tarjeta SD de 2 Giga-bytes
- Manual de usuario