

## Monitor de Presión Arterial Ambulatorio iH-B



El nuevo monitor ambulatorio de presión arterial, ofrece un diseño ergonómico ligero y de alta eficiencia energética, ideal para el uso diario de la presión arterial de vigilancia.

### Precio

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**  
**Precio con descuento: - Q 0,00**  
**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**  
**Precio de venta: - Q 0,00**  
**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**  
**Descuento: - Q 0,00**  
**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [Biocare](#)

### Descripción

El nuevo monitor ambulatorio de presión arterial, ofrece un diseño ergonómico ligero y de alta eficiencia energética, ideal para el uso diario de la presión arterial de vigilancia. Este dispositivo utiliza un procesador avanzado para la señal digital y una memoria flash capaz almacenar hasta 500 mediciones. El software es rápido y el usuario puede transferir los datos de medición desde el dispositivo de MAPA para cualquier PC con sistema operativo Windows, con el fin de crear informes e imprimir los resultados.

## CARACTERISTICAS:

- Capacidad para controlar los resultados de la presión arterial (BP) directamente en la pantalla LCD
- Presión Protección con sensores duales según IEC 60601-2-30
- Medio de almacenamiento: memoria flash Ligero y eficiente de la energía

## ESPECIFICACIONES

- Sistema de análisis de forma rápida y precisa
- Técnicas de análisis con la posibilidad de control para lograr mediciones de la PA -
- Técnica Oscilométrico
- Diseño compacto
- Fácil y silencioso
- Dimensiones: L: 68 x W: 124 x H: 31 mm
- Peso: 50g

## INCLUYE

- Unidad principal
- Brazaletes
- Manguera de NIBP

- Banda de sujeción
- Tarjeta SD de 2 Giga-bytes
- Manual de usuario