

Desfibrilador Power Beat X3



El PowerBeat X3 un desfibrilador externo automático que nos ofrece un proceso de desfibrilación en tres pasos, con indicaciones en español por medio de su pantalla LCD, utilizando solamente 2 botones, es capaz de suministrar 150J en tan solo 10 segundos en tiempo de carga, cuenta con batería interna para realizar hasta 100 descargas a carga completa, alarmas audibles y visuales para aviso al operador, su tamaño ligero y compacto lo hacen ideal para prestar primeros auxilios tanto fuera como dentro de la ambulancia, Generación de datos semanalmente, función de auto chequeo para asegurar su funcionamiento correcto ante una urgencia.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [Vivest](#)

Descripción

El **PowerBeat X3** un desfibrilador externo automático que nos ofrece un proceso de desfibrilación en tres pasos, con indicaciones en español por medio de su pantalla LCD, utilizando solamente 2 botones, es capaz de suministrar 150J en tan solo 10 segundos en tiempo de carga, cuenta con batería interna para realizar hasta 100 descargas a carga completa, alarmas audibles y visuales para aviso al operador, su tamaño ligero y compacto lo hacen ideal para prestar primeros auxilios tanto fuera como dentro de la ambulancia, Generación de datos semanalmente, función de auto chequeo para asegurar su funcionamiento correcto ante una urgencia.

CARACTERÍSTICAS

- Desfibrilador Externo Automático
- Pantalla LCD de 7"
- Proceso de Desfibrilación en 3 pasos
- Operación con 2 botones Encendido/Apagado y Choque
- Aviso al operador mediante alarmas de voz y visuales
- Salida de Energía Bifásica
- Protección por bloqueo para prevenir desfibrilación inadvertida
- Energía: 150J Adulto y 50J Pediátrico
- Reporte de Autochequeo
- Reporte de eventos.

ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación de CA: 120V, 60Hz
- Fuente de alimentación de DC: Batería NiMH 12V, 3.0Ah
- 100 descargas a 150J o 120 descargas a 150J
- Dimensiones 150 (ancho) x 220 (profundidad) x 50 (altura) mm
- Peso 1.5 Kg

INCLUYE

- Unidad principal
- Cable de alimentación
- Paletas desechables
- Manual de usuario
- Opcional: Wi-Fi y Bluetooth