

Oxímetro JPD-500D



El Oxímetro de pulso FT-10 entrega una lectura rápida y confiable de la saturación de oxígeno, en una presentación de bolsillo.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [Jumper](#)

Descripción

El Oxímetro de pulso FT-10 entrega una lectura rápida y confiable de la saturación de oxígeno, en una presentación de bolsillo, sumamente fácil de transportar que combina tanto el monitor como el sensor de spo2 en un solo equipo. Esta unidad no solo entrega la medición de la saturación, sino que también monitorea Pulso, gráfico de barras y curva pletismográfica.

CARACTERISTICAS:

- Pantalla a color OLED
- Display de varios modos
- Bajo consumo de energía, hasta 50 Horas de uso continuo
- Alarmas visuales y auditivas
- Indicador de Batería

ESPECIFICACIONES

- Utiliza 2 baterías AAA Alcalinas,
- Compatible con baterías recargables
- Parámetros a medir
 - SPO2 0-100%
 - PR 18-300 bpm
- Lectura automática en 4 posiciones.

- Apagado automático cuando no detecta señal

INCLUYE

- Unidad JPD-500D;
- Baterías AAA
- Bolsa para almacenamiento
- Correa de transporte