

Monitor Fetal Biocare iC-90

El iC-90 de BIOCARE es un monitor materno-fetal, portátil, de fácil operación y diseño elegante que ofrece la medición de los parámetros básicos.



Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00
Precio con descuento: - Q 0,00
Precio de venta con descuento: - Q 0,00
Precio de venta: - Q 0,00
Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00
Descuento: - Q 0,00
Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [Biocare](#)

Descripción

El **iC-90** de BIOCARE es un monitor materno-fetal, portátil, de fácil operación y diseño elegante que ofrece la medición de los parámetros básicos. Implementando técnicas avanzadas de procesamiento digital de señales (DSP) aplicados para cálculos en tiempo real y modo de identificación. Ayudar a mejorar la eficiencia, clasificando los rastros que requieren un análisis más detallado por el obstetra.

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla plegable TFT de color de alta resolución de 10.4"
- Impresora térmica de larga duración incorporada
- Sonda impermeable de 12 cristales para la detección de FHR
- Análisis de arritmia de ECG materno
- 12 horas de almacenamiento, recuperación e impresión de datos
- Red inalámbrica (opcional)
- Parámetros maternos: MECG, NIBP, SPO2, PR, RESP, TEMP;
- Estimulador fetal opcional y Dual monitoreo de FHR.

ESPECIFICACIONES

- Parámetros básicos: FHR, TOCO, AFM, SpO2 materno, HR, NIBP, ECG, TEMP.
- Alimentación 110V AC 60Hz
- Batería recargable de alta capacidad de Li-ion hasta 4 horas de uso continuo
- Ajuste automático de papel térmico de 150mm/152mm

INCLUYE

- Unidad principal
- Cable de tierra
- Cable de alimentación
- Transductores Sensores
- Cubierta para polvo
- Manual de usuario