

## Doppler Fetal Sonotrax



Doppler fetal de mano de alto desempeño. Cuenta con pantalla de cristal líquido para la visualización del ritmo cardiaco fetal (FHR). Ideal para realizar las exámenes de rutina por parte de médicos obstetras, parteras e incluso las mismas pacientes embarazadas. Tiene (3) modos de procesamiento de la frecuencia cardiaca: Modo de visualización de la fetocardia (FHR) en tiempo real, Modo de visualización de fetocardia (FHR) promedio y Modo manual. Posee salida de audio. Se destaca su diseño delgado y bajo consumo de energía.

### Precio

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**

**Precio con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta: - Q 0,00**

**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**

**Descuento: - Q 0,00**

**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [EDAN](#)

### Descripción

**Doppler fetal** de mano de alto desempeño. Cuenta con pantalla de cristal líquido para la visualización del ritmo cardiaco fetal (FHR). Ideal para realizar las exámenes de rutina por parte de médicos obstetras, parteras e incluso las mismas pacientes embarazadas. Tiene (3) modos de procesamiento de la frecuencia cardiaca: Modo de visualización de la fetocardia (FHR) en tiempo real, Modo de visualización de fetocardia (FHR) promedio y Modo manual. Posee salida de audio. Se destaca su diseño delgado y bajo consumo de energía

### CARACTERISTICAS

- Tamaño Compacto
- Operación con Batería
- Bocina Incluida
- Apagado Automático
- Precisión de FHR
- Visualización LCD

### INCLUYE

- Unidad principal
- Transductor Ultrasónico
- Baterías
- Correa para sujetar
- Maletín de transporte