

Video Colposcopio KN-2200I



Combinando tecnología electrónica digital moderna con la tecnología del tratamiento de imágenes por computadora, el colposcopio electrónico digital KERNEL puede exhibir imágenes claras y de alta definición en tiempo real.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Descripción

Combinando tecnología electrónica digital moderna con la tecnología del tratamiento de imágenes por computadora, el colposcopio electrónico digital KERNEL puede exhibir imágenes claras y de alta definición en tiempo real, este equipo puede detectar focos muy minúsculos para facilitar los exámenes al doctor, el diagnóstico y el proceso de terapia.

CARACTERÍSTICAS:

- Extensa base de datos de imágenes de casos (hasta 175 tipos), conveniente para que el médico realice análisis comparativos
- La tecnología avanzada de procesamiento de imágenes, puede obtener las funciones de marca, cálculo de área, acercar y alejar
- Con las funciones de edición de imágenes, permite fácil acceso, recolecta, congelación, borrado de las imágenes, etc.
- Las imágenes pueden ser recolectadas continuamente, y mostrar un número de imágenes en la misma pantalla, visualización de pantalla completa
- Los informes se pueden imprimir en formatos múltiples

ESPECIFICACIONES

- Sistema de cámara: 1/4" color CCD, enfoque automático
- Tipo de fuente de luz: Transmisión por fibra óptica forma anular
- Brillo de luz ajustable con filtro verde
- Resolución: > 470 líneas
- Distancia de Enfoque: 10-80 mm
- Magnificación: 252 veces

INCLUYE

- Cámara
- Pedestal con brazo móvil? Computadora
- Software
- Tranvía