

## Video Impresora UP-X898 MD



La UP-X898MD es una impresora digital en blanco y negro compacta, grado médico A6 que puede aceptar vídeo analógico, así como digitales, entradas de señal USB en PC.

### Precio

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**

**Precio con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta: - Q 0,00**

**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**

**Descuento: - Q 0,00**

**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [SONY](#)

## Descripción

La **UP-X898MD** es una impresora digital en blanco y negro compacta, grado médico A6 que puede aceptar vídeo analógico, así como digitales, entradas de señal USB en PC. Está diseñado para integrar una amplia gama de entornos de imagen médica compatibles, tales como los sistemas de ultrasonidos digitales, C-brazos o laboratorio de cateterismo cardíaco móvil. El motor de impresión térmica de alta calidad puede producir impresiones de copia en papel de fotografías tomadas por estos sistemas para su uso en los registros y las referencias de pacientes.

### CARACTERÍSTICAS:

- Alta Calidad de Impresión;
- Impresiones A6 en menos de 2 segundos;
- Operación híbrida con entradas analógicas y digitales;
- Almacenamiento de fotografías en unidad flash USB;
- Diseño ligero y compacto;
- Operatividad Mejorada;
- Diversos modos de impresión;
- Máxima facilidad de uso;

## ESPECIFICACIONES

- Cabezal térmico de película fina, 1280 puntos;
- Resolución 325 ppp;
- Velocidad de Impresión Aprox. 1.9 segundos;
- Alimentación 100-240 V AC, 50/60 Hz;
- Temperatura de funcionamiento 5 °C a 40 °C;
- Humedad de funcionamiento de 20% a 80%;
- Dimensiones 154 x 88 x 240 mm;
- Peso 2,5 kg
- Ancho de papel 110 mm

## INCLUYE

- Unidad Principal
- Cable de alimentación
- Cable con conectores tipo BNC
- Cable USB
- Rollo de papel
- Manual de Usuario