

Monitor de Paciente iM-12



iM-12 es un sólido monitor de paciente lo suficientemente pequeño para poder trasladarse y lo suficientemente flexible para adaptarse a sus necesidades específicas.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00
Precio con descuento: - Q 0,00
Precio de venta con descuento: - Q 0,00
Precio de venta: - Q 0,00
Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00
Descuento: - Q 0,00
Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [Biocare](#)

Descripción

iM-12 es un sólido monitor de paciente lo suficientemente pequeño para poder trasladarse y lo suficientemente flexible para adaptarse a sus necesidades específicas. Con una amplia variedad de extras opcionales, incluidos el análisis de arritmias y ST, medición de EtCO₂ y análisis de varios gases. Adquiera únicamente las funciones avanzadas que necesite. Amplia capacidad de almacenamiento de datos. Además, las teclas rápidas del panel frontal hacen que este dispositivo sea especialmente fácil de usar, lo que garantiza que el personal nuevo aprenda a utilizarlo fácilmente. El iM-12 cuenta con un gran número de funciones, se adapta de forma cómoda y es muy asequible, con lo que puede ser la opción de monitorización perfecta para su departamento.

CARACTERISTICAS:

- Aspecto elegante diseño, ligero y ahorro de espacio;
- 8,4 pulgadas de pantalla TFT en color de alta resolución;
- Adecuado para pacientes adultos, pediátricos y neonatales;
- Alarma única voz humana;
- Máximo tendencias gráficas y tabulares de 300 horas;
- 1000 piezas de almacenamiento de registros NIBP;
- Revisión de la divulgación de información completa de 1 hora;
- Análisis en tiempo real del segmento ST, detección de marcapasos;
- Fácil actualización por puerto USB.

ESPECIFICACIONES

- Pantalla TFT color, 12,1", alta resolución, opcional pantalla táctil;
- 20 tipos de arritmias y análisis ST, ECG de 5 derivaciones;
- Visualización de fuente grande, puede ver hasta 8 formas de onda configurables.
- Concentración de fármaco y cálculo de la tabla de valoración;
- 480 horas de tendencias en gráficos y tabulares, 1000 registros de PNI, 700 eventos de alarma, 2 horas de forma de onda ECG;
- Protección de alta frecuencia contra desfibrilación.
- Opcional: Conexión a Sistema Central de Control, EtCO₂, Dual IIBP, ECG 12 derivaciones, Modulo de profundidad de anestesia y Multi-gas., Wi-Fi e impresora térmica.

ACCESORIOS

- Unidad principal iM-12
- Cable de ECG
- Brazaletes y manguera para NIBP
- Sensor de SpO₂ para adulto (Opcional Pediátrico y Neonatal) Sensor de temperatura
- Batería 14.8V 2Ah
- Cables de alimentación y de tierra