

Monitor de Paciente iM-15



El iM-15 se ha diseñado para que lleve a cabo una completa monitorización del paciente, mostrando más de 10 formas de onda en su pantalla TFT a color de 15" y alta resolución, su potente plataforma es posible adquirir las opciones de Presión Arterial Invasiva, EtCO2, y profundidad anestésica y multigas, convirtiéndolo como un sofisticado gestor de cuidados intensivos.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [Biocare](#)

Descripción

El iM-15 se ha diseñado para que lleve a cabo una completa monitorización del paciente, mostrando más de 10 formas de onda en su pantalla TFT a color de 15" y alta resolución, su potente plataforma es posible adquirir las opciones de Presión Arterial Invasiva, EtCO2, y profundidad anestésica y multigas, convirtiéndolo como un sofisticado gestor de cuidados intensivos. Su fácil operación ofrece diferentes tipos de interfaz para satisfacer las necesidades y requerimientos, también permite comunicación con el sistema central de monitoreo por conexión alámbrica o inalámbrica, por medio del puerto USB permite actualizaciones de software para mantener el equipo a la vanguardia.

CARACTERISTICAS:

- Pantalla táctil, TFT a color de 15 pulgadas de alta resolución
- Atractivos y resistentes botones de silicona retro-iluminados;
- Almacenamiento y Revisión de datos gráficos y tabulares de hasta un máximo de 480 horas, 1000 registros de NIBP, 700 eventos de alarma y 2 horas de forma de onda ECG;
- Muestra mas de 10 formas de onda en pantalla;
- Actualizaciones on-line o por medio de puerto USB
- Conexión por cable o Wireless con sistema central de monitoreo
- Opcional para dual IBP, EtCO2, y profundidad anestésica y Multigas.

ESPECIFICACIONES

- Pantalla Táctil
- Parámetro de ECG de 5 derivaciones
- Parámetro de Presión Arterial no Invasiva (NIBP)
- Parámetro de SpO2
- Parámetro de Temperatura

ACCESORIOS

- Unidad principal iM-15
- Cable de ECG
- Brazaletes y manguera para NIBP
- Sensor de SpO2 para adulto (Opcional Pediátrico y Neonatal)
- Sensor de temperatura
- Impresora térmica
- Batería 14.8V 2Ah