

LÁMPARA CIALÍTICA LED DE TECHO MPLENT ZW-700/500D II

Mplent ha sido la marca de elección para profesionales sanitarios durante alrededor de 10 años. La gama Mplent ZW-700/500D II ha sido diseñada para proporcionar un haz de gran intensidad con una excelente dilación de sombras y un rendimiento de color preciso. La ZW-700/500D II está disponible para pared, techo doble o individual, o móvil.



Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [Mplent](#)

Descripción

Mplent ha sido la marca de elección para profesionales sanitarios durante alrededor de 10 años. La gama Mplent ZW-700/500D II ha sido diseñada para proporcionar un haz de gran intensidad con una excelente dilación de sombras y un rendimiento de color preciso. La ZW-700/500D II está disponible para pared, techo doble o individual, o móvil. Todas las versiones tienen un cabezal liso y completamente cerrado para ayudar en el control de la infección. Un brazo equilibrado de resorte hace que el posicionamiento sea extremadamente fácil, proporcionando un haz preciso y estable.

Las características incluyen: intensidad variable, haz focalizado y un panel de control digital. La gama ZW es una solución de iluminación extremadamente rentable que satisface las necesidades de un quirófano exigente.

CARACTERISTICAS

- Cúpula: Doble cabezal
- Control digital con pantalla táctil de 3"
- Movimientos con 8 grados de libertad
- Tamaño: 700mm + 500mm
- Marca LED: Marca OSRAM importada
- Diámetro del punto de luz: 120-300 mm
- Vida útil del LED: >=50000h
- Número de LED: 80 piezas para # 700, 48 piezas para # 500

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: AC110-240V 50 / 60HZ
- Luminancias: 40000-160000Lx / 40000-120000Lx (ajustables)
- Temperatura del color: ajustable de 4000-5000k
- CFR: 85% – 95% ajustable
- Rango de iluminación: 1000 mm
- Rango ajustable de brillo: 1% -100% (sin dirección)
- LED de potencia: 3,0 / 1 W
- Peso: 70Kg

INCLUYE

- Unidad Principal
- 2 Brazos
- 1 Cúpula de 80 bulbos
- 1 Cúpula de 48 bulbos
- 2 Controles digitales
- 1 Platina