

Lámpara para Quirófano KL-LED-STZ4

La KL-LED STZ4 Es una lámpara de operación sin sombras, adecuada para suplir necesidades en diversas condiciones de operación, es el equipo ideal de iluminación para quirófanos y salas de operaciones limpias y modernas.

KL-LED • STZ4
LED Operation Lamp



Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [Keling](#)

Descripción

La KL-LED STZ4 Es una lámpara de operación sin sombras, adecuada para suplir necesidades en diversas condiciones de operación, es el equipo ideal de iluminación para quirófanos y salas de operaciones limpias y modernas. Adopta una fuente de luz LED fría con óptica ultra fina, posee un panel de control digital para la regulación del brillo de las lámparas LED, tamaño del campo de luz ajustable.

CARACTERISTICAS:

- Color de temperatura seleccionable
- 72 bulbos LED de larga vida útil 50,000 horas
- 2 colores de bulbos para mejor contraste de iluminación.
- Mango desmontable para desinfección
- Brazo de aleación de Titanio sin soldadura.
- Giros fáciles y libres gracias a sus sistema de resortes.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje principal : AC 110V + 10% 60Hz.
- Iluminación a 1 metro: 40,000—140,000 Lux
- Distancia de trabajo: 70—140 Cm
- Potencia de entrada: 180VA
- Altura del recinto para instalación 2.70—3.20

INCLUYE

- Unidad Principal
- Panel de Control