

Máquina de Anestesia AM-832



La AM-832 de Eternity es una Máquina de Anestesia Básica, diseñada especialmente para uso en quirófanos con poco espacio, viene equipada con accesorios de calidad, tales como regulador de volumen Tidal, Pantalla TFT LCD Medidor de la presión del Gas, fluxómetro de tubo, Válvulas APL. Liberador de oxígeno (Flush), Vaporizador a elección de última tecnología.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [Eternity](#)

Descripción

La AM-832 de Eternity es una Máquina de Anestesia Básica, diseñada especialmente para uso en quirófanos con poco espacio, viene equipada con accesorios de calidad, tales como regulador de volumen Tidal, Pantalla TFT LCD Medidor de la presión del Gas, fluxómetro de tubo, Válvulas APL. Liberador de oxígeno (Flush), Vaporizador a elección de última tecnología.

CARACTERISTICAS:

- Uno o dos Vaporizadores a elección, montaje Selectatec;
- Tipo de Agente Anestésico: Isoflurano, Halotano, Enflurano y Sevoflurano;
- Ventilador tipo Drive Mode, integrado electrónicamente y accionado neumáticamente, uso adulto y pediátrico;
- Modo de Ventilación: IPPV, Manual, Suspiro y Espontanea;
- Monitor de 5.7" TFT LCD, muestra volumen, flujo, presión, frecuencia de onda cardíaca y forma de onda PT
- Alarmas audibles: límite de presión superior e inferior de las vías respiratorias y aéreas

ESPECIFICACIONES

- Volumen Tidal: Ventilador de 50 a 1500 ml;
- Presión de gas: 0.25 a .65 Mpa;
- fluxómetros: O₂ y NO₂, 0.1—10 lpm;
- Válvula APL: 0.9—6.0 Kpa;
- Nivelador de Oxígeno (Flush): 25—75 L/min;
- Dimensiones: 1350 x 560 x 620 mm;
- Peso Neto: 85Kg;

ACCESORIOS

- Unidad principal
- 1 Vaporizador a elección;
- Canister + Ventilador Neumatico;
- 2 Fluxómetro;
- Monitor de 5.7";
- Mangueras y Accesorios.