

Mesa de Cirugía Hidráulica 3008-C

Las características de la mesa de operaciones de la serie 3008 con multifunción integrada son adecuadas para diversas operaciones realizadas por unidad médica.



Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [Keling](#)

Descripción

Las características de la mesa de operaciones de la serie 3008 con multifunción integrada son adecuadas para diversas operaciones realizadas por unidad médica.

Características:

- Anillo de sellado de tipo Y importado con buen rendimiento de sellado y duradero.
- Todos los movimientos son manipulados desde la cabeza.

Especificaciones

- Tabla Longitud mm 2000 ± 50
- Tabla mm Anchura 500 ± 20
- Regulación de la altura mm (750 ~ 1000) ± 50
- Tablero trasero hacia arriba 60 °
- Hacia abajo del tablero trasero 30 °
- Trendelenburg / Rev-Trend 20 °
- Inclinación (Izquierda) / tilt (Derecho) 18 °
- Tablero principal se repliegan hacia arriba 40 °
- Tabla de cabeza dobles hacia abajo 90 °
- Tablero de la pierna pliegue hacia arriba / abajo 20 ° / 90 °
- Pierna borde doblado arriba/abajo 180 °
- Tablero de la cintura de elevación mm 100
- Esquina superior lumbar / lumbar esquina inferior 120 °
- Soporta más de 250 Kg

Incluye:

- 2 Descansaderos de brazos
- 2 Apoya Hombros
- 2 Soportes de Pierna (Ginecológico) Un Marco de Pantalla