

## Succionador DFX-23A



Es un dispositivo portátil para la succión de fluido, tales como saliva, sangre u otras secreciones gruesas, su potente motor y bajo ruido han hecho de este modelo uno de los mas vendidos mundialmente.

### Precio

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**

**Precio con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta: - Q 0,00**

**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**

**Descuento: - Q 0,00**

**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [Keling](#)

### Descripción

Es un dispositivo portátil para la succión de fluido, tales como saliva, sangre u otras secreciones gruesas, su potente motor y bajo ruido han hecho de este modelo uno de los mas vendidos mundialmente. El recipiente es de fácil limpieza y de fácil desinfección, además posee un sistema de protección de sobre flujo. El motor es libre de aceite y de mantenimiento. Su tamaño compacto lo hacen muy conveniente en salas de operaciones que cuentan con poco espacio.

### CARACTERISTICAS:

- Sistema de succión por diafragma;
- Material resistente.
- Portatil
- Motor de bajo ruido y libre de mantenimiento;
- Succión de vacío ajustable;
- Vacuometro;
- Frasco de policarbonato de 1000 ml;

### ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación: 110V 60Hz;
- Presión Negativa mayor a 600mmHg;
- Velocidad de succión: 15 L/min;
- Ruido: menor a 55 dB;
- Consumo:150VA;

### NCLUYE

- Unidad principal XS-M3II
- Frasco de 1000 ml;
- Filtro de sobreflujo;
- Cable de alimentación;
- Manguera;
- Adaptador para succión.
- Manual de operación.