

Succionador TM-35B



La bomba de Succión de Proway es un dispositivo de alto desempeño diseñado especialmente para una buena absorción de materia purulenta como flemas, sangre, extravasado de pacientes en urgencias o salas de operaciones.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [Proway](#)

Descripción

La bomba de Succión de Proway es un dispositivo de alto desempeño diseñado especialmente para una buena absorción de materia purulenta como flemas, sangre, extravasado de pacientes en urgencias o salas de operaciones. Cuenta con una bomba de vacío de alta potencia capaz de succionar hasta 35 litros por minuto.

CARACTERISTICAS:

- Mantenimiento libre de aceite, funciona con pistón;
- Estabilidad y durabilidad con bajo ruido;
- Protección Automática de Sobre-flujo;
- Frascos de Policarbonato;
- Conveniente para cirugías mayores;
- Activación con pedal o directo;
- Nivel de Vacío mostrado en pantalla LCD

ESPECIFICACIONES

- Vacío Máximo de -0.9MPa
- Escala de vacío Ajustable
- Velocidad de succión: 35 L/min;
- Ruido: menor a 55 dB;
- Capacidad de colecta: 4 Litros
- Fuente de alimentación: 110V 60Hz;
- Consumo:150VA;
- Peso Neto:22Kg
- Dimensiones:960x500x460mm

INCLUYE

- Unidad principal TM-35B
- 2 Frascos de 2,000 ml;
- Sistema de sobre-flujo;
- Tranvía;
- Mangueras;