

## Máquina de Anestesia AM-852 P



La AM-852P de Eternity es una maquina de anestesia portátil, con un diseño innovador que ocupa poco espacio, diseñada especialmente para uso veterinario, viene equipada con accesorios de calidad, tales como regulador de volumen Tidal, Medidor de la presión del Gas, fluxómetro de tubo, Válvulas APL.

### Precio

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**

**Precio con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta: - Q 0,00**

**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**

**Descuento: - Q 0,00**

**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [Eternity](#)

### Descripción

La **AM-852P de Eternity** es una maquina de anestesia portátil, con un diseño innovador que ocupa poco espacio, diseñada especialmente para uso veterinario, viene equipada con accesorios de calidad, tales como regulador de volumen Tidal, Medidor de la presión del Gas, fluxómetro de tubo, Válvulas APL.

Liberador de oxígeno (Flush), vaporizador de la mas alta tecnología a elección de anestésico. Sus tres modos de operación son semi-cerrado, semi-abierto o sistema cerrado.

## CARACTERISTICAS

- Diseño portátil y compacto
- **Monitoreo:** Presión de la fuente de oxígeno, presión de la Vía Aérea y presión Modo respiratorio
- Vaporizador con diseño innovador, de alta tecnología, convirtiéndolo en estable, rápido y preciso
- **Agentes anestésicos:** Enflurano, Isoflurano, Halotano y Sevoflurano
- **Tipo de montaje:** compatible con Selectatec

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **Volumen Tidal:** Modo Manual de 10 a 2000 ml
- **Presión de gas:** 0.25 a .65 Mpa
- **Fluxómetros:** 0.1—10
- **Válvula APL:** 0.5—6.0 Kpa
- **Nivelador de Oxígeno (Flush):** 25—75 L/min
- **Dimensiones:** 44 x 23 x 54 cm
- **Peso Neto:** 15Kg

## ACCESORIOS

- Unidad principal
- 1 Vaporizador a elección
- Canasta para cal sodada
- Fluxómetro
- Válvulas inspiratoria y espiratoria
- Mangueras y Accesorios
- Manual de Usuario