

Microscopio REV III



El microscopio Revelation III de uso profesional es uno de los más vendidos a médicos y clínicas veterinarias, así como universidades y escuelas médicas y laboratorios. Diseñado y equipado para un alto rendimiento, sus características incluyen objetivos DIN acromáticos o Semi-Plano, acabado de titanio y revestimiento anti hongos de 30 años de duración.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [LW Scientific](#)

Descripción

El microscopio **Revelation III** de uso profesional es uno de los más vendidos a médicos y clínicas veterinarias, así como universidades y escuelas médicas y laboratorios. Diseñado y equipado para un alto rendimiento, sus características incluyen objetivos DIN acromáticos o Semi-Plano, acabado de titanio y revestimiento anti hongos de 30 años de duración. El **Revelation III** es la opción ideal para un rendimiento superior a un gran precio.

CARACTERISTICAS

- El microscopio proporciona comodidad, durabilidad, fiabilidad y calidad para toda la vida del laboratorio.

CABEZAL

- Binocular tipo Seidentop Inclinación de 30 o, gira 360 o Monocular, trinocular, doble binocular y cabezal deslizante de 45o Rango de distancia interpupilar 55-75mm.

OBJETIVOS

- DIN Acromático o DIN Semi-Plano con tratamiento contra hongos (antimicótico/antifungal) 4X, 10X, 40X, 100XR (aceite).

PLATINA

- Platina mecánica (140mm X 140mm) con graduador de Vernier Control coaxial de carriles, Piñon y cremallera de metal, Palanca de bloqueo de la platina, Pinza sujetador de lámina de cierre lento.

ILUMINACION

- Condensadora Abbe móvil, NA 1.25, Diafragma de iris, Fuente de luz halógena variable (foco 12V/ 20W), Alimentación eléctrica de 110-220.

DIMENSIONES Y PESO

- Alto: 15" (380mm)
- Largo: 15" (230mm)
- Ancho: 7" (178mm)
- Peso: 14 lbs. (6.4kg)

INCLUYE

- Cubierta protectora contra polvo, filtros azul y verde, aceite de inmersión, manual y certificado de garantía.