

## Ultrasonido CTS 800



El SIUI CTS 800 veterinario es un escáner de ultrasonido de palma para uso en animales de granja. Es pequeño con una pantalla LCD de 7 pulgadas. El SIUI CTS-800 tiene una batería de larga duración hasta 4.5 horas, también es resistente al agua, ligero, durable. Otra característica interesante es un sensor de gravedad que va a girar la imagen vertical u horizontalmente, Esta es una unidad muy popular para la detección del embarazo ganado. Su portabilidad y durabilidad, más garantía de 2 años como un nuevo sistema son un gran valor para el precio de esta máquina de ultrasonido portátil veterinaria.

### Precio

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**

**Precio con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**

**Precio de venta: - Q 0,00**

**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**

**Descuento: - Q 0,00**

**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [SIUI](#)

### Descripción

El **SIUI CTS 800** veterinario es un escáner de ultrasonido de palma para uso en animales de granja. Es pequeño con una pantalla **LCD de 7 pulgadas**. El **SIUI CTS-800** tiene una batería de larga duración hasta 4.5 horas, también es resistente al agua, ligero, durable. Otra característica interesante es un sensor de gravedad que va a girar la imagen vertical u horizontalmente, Esta es una unidad muy popular para la detección del embarazo ganado. Su portabilidad y durabilidad, más garantía de 2 años como un nuevo sistema son un gran valor para el precio de esta máquina de ultrasonido portátil veterinaria.

## CARACTERISTICAS

- Perfecto para su uso con ganado
- Calidad de Imagen
- Rendimiento fiable en una unidad compacta
- Pantalla sin entrelazado
- Sonda Convexa de súper banda ancha
- Modos de visualización B, 2B, Zoom B, B/M, M
- Transductores de multifrecuencia para amplia aplicación
- Sensor de Gravedad, permite girar la imagen ver/hor
- Software e informe para el sistema reproductivo

## ESPECIFICACIONES

- Pantalla LCD WVGA de 7"
- Alta Calidad de Imágenes
- Duración de la batería hasta 4.5 horas
- Hasta 3 Sondas disponible
- Voltaje de entrada: 110V 60Hz / 12VDC para cargar en el automóvil

## INCLUYE

- Unidad Principal
- Transductor Convexo
- Cable de tierra
- Cable remoto
- Funda
- Manual de Usuario