

Ultrasonido CTS-5500



El CTS-5500 es un sistema de imágenes por ultrasonido digital de gama alta. Adopta alta densidad de banda ancha, sondas de cinco frecuencias y tecnologías de imágenes digitales, para lograr una calidad de imagen clara. Potentes funciones y configuraciones, como el almacenamiento de gran capacidad de imagen, cineloop, puertos USB, conectores de doble sonda, monitor no entrelazado se integran en el sistema. El CTS-5500 es altamente rentable e ideal para su opción más inteligente.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: [SIUI](#)

Descripción

El **CTS-5500** es un sistema de imágenes por ultrasonido digital de gama alta. Adopta alta densidad de banda ancha, sondas de cinco frecuencias y tecnologías de imágenes digitales, para lograr una calidad de imagen clara. Potentes funciones y configuraciones, como el almacenamiento de gran capacidad de imagen, cineloop, puertos USB, conectores de doble sonda, monitor no entrelazado se integran en el sistema. El **CTS-5500** es altamente rentable e ideal para su opción más inteligente.

CARACTERISTICAS

- Potente tecnología de formación de haz digital
- Imagen Armónica Tisular
- Función de Zoom de alta definición Único
- Optimización IP con una sola tecla
- 8 Pasos de Croma
- Teclado con luz de fondo
- Transductores de multifrecuencia para amplia aplicación
- Puertos USB, VGA, S-Video, Dicom

ESPECIFICACIONES

- Pantalla LCD de 10.4"
- Alta Calidad de Imágenes
- Interface amigable para el usuario
- Modos: B, 2B, 4B, B+My M
- Escala de grises 256 niveles
- Voltaje de entrada: 110V 60Hz

INCLUYE

- Unidad Principal
- Transductor Convexo
- Cable de tierra
- Cable remoto
- Funda
- Manual de Usuario