

Termómetro infrarrojo digital



Termómetro infrarrojo digital de uso medico, sin contacto directo con el paciente, ofrece un modo de trabajo continuo, muestra el resultado en menos de un segundo en una pantalla de cristal liquido, asegurando una medición con mucha precisión, su resolución es de 0.1oC, se alimenta con 2 baterías AAA, tiene un bajo consumo de energía.

Precio

Precio base con impuestos: - Q 0,00

Precio con descuento: - Q 0,00

Precio de venta con descuento: - Q 0,00

Precio de venta: - Q 0,00

Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00

Descuento: - Q 0,00

Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Descripción

El **TP-500 de Contec es un termómetro infrarrojo digital de uso medico**, sin contacto directo con el paciente, ofrece un modo de trabajo continuo, muestra el resultado en menos de un segundo en una pantalla de cristal liquido, asegurando una medición con mucha precisión, su resolución es de 0.1oC, se alimenta con 2 baterías AAA, tiene un bajo consumo de energía, apagado automático cuando no está operando, indicador de nivel de batería, indicadores de alarmas visuales y audibles, capaz de almacenar un grupo de las ultimas 30 mediciones.

CARACTERISTICAS:

- Sensor Infrarrojo
- Medición sin contacto, distancia 5-10 cm
- Modo de operación continuo
- Tiempo de medición menor a 1 segundo
- Protección contra penetración de líquidos IPX0
- Pantalla LCD con retro iluminación
- Cambio de color en pantalla indica Temp. normal, fiebre baja y alta
- Almacena las ultimas 30 mediciones
- Diseño compacto y ergonómico
- Fácil de usar
- Auto-apagado
- Alarmas audibles y visuales
- Bajo Consumo de Energía.

ESPECIFICACIONES

- Unidad de Medida: oC y oF
- Resolución: 0.1oC
- Rango de Temperatura: 32oC– 42.9oC
- Error Máximo Permissible: Rango de 35oC– 42oC error de $\pm 0.2oC$
- Repetibilidad Máxima Permissible: Menor a 0.3oC
- Alimentación: 3VDC (2 Baterías AAA)
- Rango de temperatura para operación: 16oC-35oC
- Rango de Humedad Relativa: ? 85% sin condensación
- Presión Atmosférica: 700 hPa– 1060 hPa
- Dimensiones: 113mm x 51mm x 162mm
- Peso: 130g.

INCLUYE

- Unidad Principal
- Manual de Usuario
- Baterías AAA (Opcional).