

## Monitores Fetales iC-60



El iC-60 de BIOCARE es un monitor materno-fetal, cuenta con una pantalla plegable TFT de color de alta resolución de 7 pulgadas; 6 parámetros básicos, FHR, TOCO, AM y para la madre SpO2, NIBP y PR. Impresora térmica de larga duración incorporada, tecnología DSP, identifica y mide en tiempo real la FHR, resultados precisos y fiable, transductor de alta sensibilidad para la detección de la FHR; 24 horas de almacenamiento, recuperación e impresión de datos. Puerto LAN para la conectividad a central de monitoreo.

### Precio

**Precio base con impuestos: - Q 0,00**  
**Precio con descuento: - Q 0,00**  
**Precio de venta con descuento: - Q 0,00**  
**Precio de venta: - Q 0,00**  
**Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00**  
**Descuento: - Q 0,00**  
**Cantidad de impuestos: - Q 0,00**

Fabricante: [Biocare](#)

### Descripción

El **iC-60 de BIOCARE** es un monitor materno-fetal, cuenta con una pantalla plegable TFT de color de alta resolución de 7 pulgadas; 6 parámetros básicos, FHR, TOCO, AM y para la madre SpO2, NIBP y PR. Impresora térmica de larga duración incorporada, tecnología DSP, identifica y mide en tiempo real la FHR, resultados precisos y fiable, transductor de alta sensibilidad para la detección de la FHR; 24 horas de almacenamiento, recuperación e impresión de datos. Puerto LAN para la conectividad a central de monitoreo.

### CARACTERISTICAS

- Pantalla plegable TFT de color de alta resolución de 7"
- Impresora térmica de larga duración incorporada
- Sonda impermeable de 12 cristales para la detección de FHR
- Transductor de alta sensibilidad
- 24 horas de almacenamiento, recuperación e impresión de datos
- Red inalámbrica (opcional)
- Parámetros maternos: NIBP, SPO2, PR
- Estimulador fetal opcional y Dual monitoreo de FHR.

### ESPECIFICACIONES

- Parámetros básicos: FHR, TOCO, AFM, SpO2 materno, HR, NIBP
- Alimentación 110V AC 60Hz
- Batería recargable de alta capacidad de Li-ion hasta 4 horas de uso continuo
- Ajuste automático de papel térmico de 150mm/152mm

### INCLUYE

- Unidad principal
- Cable de tierra
- Cable de alimentación
- Transductores
- Sensores
- Cintas de sujeción Manual de usuario